

Anti-Cd326/Epcam Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99Jw5

Artikelnummer: CM0005819

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD326/EpCAM gerichtet ist, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von epithelialer Adhäsion, mukosaler Immunität und Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD326/EpCAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsd1; GA733-2; Tacstd1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4072
GenID	17075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-266 von Maus-CD326/EpCAM (NP_032558.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99JW5
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel