


Anti-Cd328 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y286

Artikelnummer: CM0021593



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD328 (SIGLEC7), validiert für WB und ELISA. Ideal für Studien zu inhibitorischen Rezeptoren auf natürlichen Killerzellen. Rekombinantes Immunogen; kreuzreaktiv mit humanem Material.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD328 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27036
Gen-ID	27036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-144 des humanen CD328 enthält. (NP_055200.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y286
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel