


Anti-Cd32A + Cd32B + Cd32C Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12318 / P31994 / P31995

Artikelnummer: CM0003805



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD32A, CD32B und CD32C. Validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Erforschung von Fcγ-Rezeptoren und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD32A + CD32B + CD32C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγgammaRIIa; CD32A + CD32B + CD32C
Spezies	Human
Gen-ID	2212/2213/9103
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P12318/P31994/P31995
Proteingewicht	35kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel