


Anti-Cd33-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20138

Artikelnummer: CM0007357



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD33 (SIGLEC3), validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Rekombinantes Immunogen (AS 18-259). Ideal für die Forschung an myeloischen Zellen und Mikrogliazellen in der Immunologie und Neuroinflammation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD33-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	945
GeneID	945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-259 des humanen CD33 (NP_001763.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20138
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku