

Anti-Cd33 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20138

Artikelnummer: CM0031059



Einführung

Der CD33 Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt spezifisch humanes CD33 (Siglec-3), ein myeloides Zelloberflächenantigen. Validiert für Western Blot und ELISA Anwendungen, eignet er sich für Studien in der Immunologie und Neurobiologie. Swiss-Prot: P20138.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	945
GenID	945
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 265-364 von humanem CD33 (NP_001763.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20138
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel