

Anti-Cd335/Nkp46 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - 076036

Artikelnummer: CM0007480



Einführung

Humaner CD335/NKp46 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC, FC, ELISA; zielt auf den natürlichen Zytotoxizitäts-auslösenden Rezeptor 1 auf NK-Zellen ab; ideal für die immuno-onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD335/NKp46 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; natürlicher Zytotoxizitäts-auslösender Rezeptor 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9437
GenID	9437
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-254 von humanem CD335/NKp46 (NP_004820.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	076036
Proteingewicht	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel