

Anti-Cd337/Nkp30 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - O14931

Artikelnummer: CM0005524



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD337/NKp30 (NCR3), validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Zytotoxizität von natürlichen Killerzellen, der tumorimmunologischen Überwachung und der Reifung von dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD337/NKp30 mAk
Bemerkungen/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natürlicher Zytotoxizitäts-auslösender Rezeptor 3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	259197
GenID	259197
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 19-135 von humanem CD337/NKp30 (NP_667341.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC (intra)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14931
Proteingewicht	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Versand	Eisbeutel