

Anti-Cd34 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - Q64314

Artikelnummer: CM0006528

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD34, ideal für IF/ICC, Durchflusszytometrie und ELISA-Anwendungen in der hämatopoetischen Stammzellforschung. Dieser Antikörper unterstützt die Untersuchung der Zelladhäsion und der frühen Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD34 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	947
GenID	12490
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 35-287 von Maus-CD34 (NP_598415.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64314
Proteingewicht	35kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel