

Anti-Cd34 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P28906

Artikelnummer: CM0003540

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD34. Validiert für WB, IHC-P, mIHC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung an hämatopoetischen Stammzellen und Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD34 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	947
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 286-385 von humanem CD34 (P28906) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28906
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel