

Anti-Cd34 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Artikelnummer: CM0017782

Einführung

Hochwertiger CD34-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes CD34, ein Marker für hämatopoetische Vorläuferzellen, der an der Zelladhäsion beteiligt ist. Ideal für Stammzell- und Endothelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD34 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
Spezies	Human
GenID (Human)	947
GenID	947
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 32-290 von humanem CD34 (NP_001020280.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P28906
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel