

Anti-Cd34 Rabbit Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Artikelnummer: CM0010291

Einführung

Anti-CD34 Rabbit PolymAb® monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Humanproben. Geeignet für die hämatopoetische Stammzell- und Endothelforschung, detektiert 41/35 kDa Isoformen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD34 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD34
Spezies	Human
GenID (Human)	947
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-290 von humanem CD34 (NP_001020280.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P28906
Proteingewicht	41kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel