

## Anti-Cd35-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17927

Artikelnummer: CM0007907



### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD35/CR1 (P17927) für die Komplementforschung. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; richtet sich gegen den Rezeptor für die Immunadhärenz der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD35-Kaninchen-mAb                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | KN; C3BR; C4BR; CD35                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 1378                                                                                         |
| Gen-ID            | 1378                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 901-1095 des humanen CD35 (NP_000564.2). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                        |
| SWISS             | P17927                                                                                       |
| Proteingewicht    | 224 kDa                                                                                      |
| Versand           | Kühlakku                                                                                     |