

Anti-Cd351/Fcamr Monoklonaler Antikörper Für Elisa, If/Icc, Fc - Q8Wwv6

Artikelnummer: CM0009493

Einführung

Hochaffiner, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD351/FCAMR (Fc alpha/mu Rezeptor). Validiert für ELISA, IF/ICC und Durchflusszytometrie, geeignet für Immunantwort- und Diagnoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD351/FCAMR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Spezies	Human
GeneID (human)	83953
GeneID	83953
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 17-450 von humanem CD351/FCAMR (Q8WWV6-1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	ELISA, IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WWV6
Proteingewicht	24kDa/46kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel