


Anti-Cd352/Slamf6 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96Du3

Artikelnummer: CM0010575



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD352/SLAMF6 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Targett das Mitglied 6 der SLAM-Familie, ein Immunzellrezeptor, das an der angeborenen und adaptiven Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD352/SLAMF6 mAk
Bemerkungen/Aliaße	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	114836
GenID	114836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 24-215 von menschlichem CD352/SLAMF6 enthält (NP_001171643.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DU3
Proteingewicht	24 kDa/37 kDa
Versand	Eisbeutel