


Monoklonaler Anti-Cd352/Slamf6-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q96Du3

Artikelnummer: CM0006337



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD352/SLAMF6 (SLAM-Familienmitglied 6), geeignet für WB, IHC-P, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt Isoformen mit 24 und 37 kDa. Geeignet zur Untersuchung der NK-Zell-Aktivierung und der T-Zell-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD352/SLAMF6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM-Familienmitglied 6; CD352/SLAMF6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	114836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24–215 des humanen CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DU3
Proteingewicht	24 kDa/37 kDa
Versand	Kühlakku