

Anti-Cd352/Slamf6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Et39

Artikelnummer: CM0009073

Einführung

Rekombinantprotein-generierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD352/SLAMF6 (Ly108). Entwickelt für WB, IF-P, ELISA. Ideal zur Analyse der SLAM-Familie-Signalgebung, Lymphozytenaktivierung und Immunregulation in murinen hämatopoetischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD352/SLAMF6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Spezies	Maus
GeneID (Human)	114836
GeneID	30925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-235 von Maus CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET39
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel