


Anti-Cd352/Slamf6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Du3

Artikelnummer: CM0007633



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD352/SLAMF6 (SLAM-Familienmitglied 6), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt eine 24/37 kDa Bande. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD352/SLAMF6 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6
Spezies	Human
GeneID	114836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-215 des humanen CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96DU3
Proteingewicht	24 kDa/37 kDa
Versand	Eisbeutel