

Anti-Cd353/Slamf8 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9P0V8

Artikelnummer: CM0010428

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SLAMF8 (CD353, BLAME) für die Durchflusszytometrie. Erforschen Sie die B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und Linienbestimmung mit zuverlässigen IVD-Rohstoffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD353/SLAMF8 mAk
Bemerkungen/Aliase	BLAME; CD353; SBB142
Spezies	Mensch
Gen-ID	56833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-123 von menschlichem CD353/SLAMF8 (NP_064510.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P0V8
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel