


## Anti-Cd355/Crtam Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O95727

Artikelnummer: CM0004345



### Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD355/CRTAM für die Durchflusszytometrie. Für humane Proben validiert. Geeignet für Studien zur T-Zell-Aktivierung, -Differenzierung und NK-Zell-Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD355/CRTAM mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | CD355                                                                                                                            |
| Spezies           | Human                                                                                                                            |
| Gen-ID (Human)    | 56253                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-287 von humanem CD355/CRTAM (NP_062550.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | FC                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                            |
| SWISS             | O95727                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 22kDa/44kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                        |