


Anti-Cd355/Crtam Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - 095727

Artikelnummer: CM0007428



Einführung

CamelBios CD355/CRTAM Kaninchen-Monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IF/ICC, Durchflusszytometrie und ELISA. Reaktiv mit humanem CRTAM, einem Zelladhäsionsmolekül, das die Immunität von T- und NK-Zellen reguliert. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD355/CRTAM Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CD355; CD355/CRTAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56253
Gen-ID	56253
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-287 von humanem CD355/CRTAM (NP_062550.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095727
Proteinmasse	22 kDa/44 kDa
Versand	Eisbeutel