

Anti-Cd35/Cr1 Monoklonaler Antikörper (Kaninchen Mab) Für If, Ihc, Elisa - P17927

Artikelnummer: CM0004104



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD35/CR1 (P17927). Validiert für IF-P, IHC-P, mIHC und ELISA. Geeignet für Studien zu Komplementrezeptoren, Clearance von Immunkomplexen und Forschung zur viralen Eintrittsstelle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD35/CR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1378
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1940-2039 von humanem CD35/CR1 entspricht (P17927)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17927
Proteinmasse	224 kDa
Versand	Eisbeutel