

Anti-Cd35/Cr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17927

Artikelnummer: CM0018688



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD35/CR1 (C3b/C4b-Rezeptor, P17927). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zum Komplementweg, zur Immun-Clearance und zum viralen Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD35/CR1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1378
GeneID	1378
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 420-550 des humanen CD35/CD35/CR1 (NP_000642.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17927
Proteingewicht	224 kDa
Versand	Kühlakku