

Anti-Cd36 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08857

Artikelnummer: CM0029031

Einführung

Hochwertiger CD36-Kaninchen-Polyklonalantikörper, hergestellt gegen ein rekombinantes Fusionsprotein, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Maus- und Ratten-CD36. Ideal für Studien im Fettsäurestoffwechsel, Entzündungen und Angiogenese. SWISS: Q08857.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAT; GPIV; Scarb3
Spezies	Maus
GeneID (Human)	948
GeneID	12491
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-439 von Maus-CD36 (NP_031669.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08857
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eistasche