

Anti-Cd36/Sr-B3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16671

Artikelnummer: CM0005917



Einführung

Anti-CD36/SR-B3 Kaninchen monoklonaler Antikörper für die Forschung zum Fettsäuretransport, Entzündungsreaktion und Angiogenese. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD36/SR-B3 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	948
Gen-ID	948
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-439 des menschlichen CD36/SR-B3 (NP_000063.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16671
Proteinmasse	53 kDa
Versand	Eisbeutel