

Anti-Cd38-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0008039



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-Human-CD38-Antikörper, konjugiert mit , validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist das multifunktionale Transmembran-Glykoprotein CD38 (ADPRC1/cADPR1), das an der Kalziumsignalübertragung und der Adhäsion von Immunzellen beteiligt ist. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human-CD38-mAk
Anmerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Art	Mensch
GenelD (Mensch)	952
GenelD	952
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-300 des humanen CD38 (NP_001766.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku