

Anti-Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0010441



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD38, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zu CD38-vermittelter Signalgebung, Immunzellfunktion und metabolischer Regulation. Kreuzreaktivität: Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38-Molekül
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	952
GenID	952
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-300 von humanem CD38 (P28907) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteingewicht	13 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel