

Anti-Cd38 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Artikelnummer: CM0019898



Einführung

Polyklonaler CD38-Kaninchenantikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist die ADP-Ribosylcyclase/cyclische ADP-Ribose-Hydrolase 1 für die Immunologie- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD38-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	952
Gen-ID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 181-300 des menschlichen CD38 (NP_001766.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28907
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku