

Anti-Cd38 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P56528

Artikelnummer: CM0006482



Einführung

Maus CD38 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Zielgerichtet auf ADP-Ribosylzyklase/zyklische ADP-Ribose-Hydrolase 1, beteiligt an der Kalziumsignalisierung und Lymphozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD38 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1; CD38
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	952
Gen-ID (Maus)	12494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-304 von Maus-CD38 (NP_031672.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel