


Anti-Cd38-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Artikelnummer: CM0013586



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD38, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes CD38 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der ADP-Ribosylcyclase-Aktivität, der Kalziumsignalübertragung und der Funktion von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD38-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	952
GeneID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 43-300 des humanen CD38 (NP_001766.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28907
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku