

Monoklonaler Anti-Cd39/Entpd1-Antikörper Für Fc, Elisa - P49961

Artikelnummer: CM0009321

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD39/ENTPD1, eine Ekt Nukleotidase, die ATP/ADP hydrolysiert. Geeignet für Durchflusszytometrie (FC) und ELISA zur Unterstützung der Forschung zu Thrombose und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD39/ENTPD1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; CD39/ENTPD1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	953
Gen-ID	953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 255-442 des humanen CD39/ENTPD1 (NP_001767.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49961
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku