

Anti-Cd3D Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Fc, Elisa - P04234

Artikelnummer: CM0008410



Einführung

Hochleistungsfähiger anti-humaner CD3D-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Durchflusszytometrie und ELISA. Erkennt die 19 kDa schwere CD3-Delta-Kette (P04234), die an der Signalübertragung des T-Zell-Rezeptors beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	CD3D Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; CD3D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	915
Gen-ID	915
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 72-171 von humanem CD3D, P04234)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04234
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel