

Anti-Cd3D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04234

Artikelnummer: CM0018477



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CD3D, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt CD3D in Proben von Mensch und Ratte. Geeignet für die Erforschung der T-Zell-Signalübertragung und die Entwicklung diagnostischer Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD3D Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	915
GenID	915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-105 des humanen CD3D (NP_000723.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04234
Proteinmasse	19kDa
Versand	Eisbeutel