

Anti-Cd3E Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P07766

Artikelnummer: CM0002554

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD3E, validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Teil des TCR-CD3-Komplexes, essentiell für die T-Zell-Aktivierung. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3E Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Spezies	Mensch
Gen-ID	916
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel