

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Cd3E-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07766

Artikelnummer: CM0013011



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD3E, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit CD3E von Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung, der adaptiven Immunität und der Immunonkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3E-Antigen, Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E-Antigen
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	916
GeneID	916
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 111-207 des humanen CD3E (NP_000724.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07766
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel