

Anti-Cd3E Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Artikelnummer: CM0021362



Einführung

CD3E Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen die humane CD3-Epsilon-Kette (aa 1-126) gerichtet ist. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC und ELISA. Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3E Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Spezies	Human
GeneID (human)	916
GeneID	916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-126 von humanem CD3E (NP_000724.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel