

Anti-Cd3G Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P09693

Artikelnummer: CM0006237



Einführung

CD3G Rabbit mAb ist ein monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen humanes CD3G (P09693) gerichtet ist. Er eignet sich für Anwendungen in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA und weist nachgewiesene Kreuzreaktivität bei Mensch und Maus auf. Ideal für Forschung zu T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3G Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	917
GenID	917
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09693
Proteinmasse	20 kDa
Versand	Eisbeutel