

Anti-Cd3H (Cd247) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20963

Artikelnummer: CM0002047



Einführung

CD3H Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD3-Zeta-Kette (CD247). Geeignet für die Forschung an T-Zell-Signalisierung und adaptiver Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3H Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	919
GenID	919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-164 von humanem CD3H (NP_932170.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20963
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel