

Anti-Cd3H Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20963

Artikelnummer: CM0024573



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes CD3H (CD3 zeta, CD247) für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Bindet die Signalinheit des TCR-CD3-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD3H Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	919
GenID	919
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-164 von humanem CD3H (NP_932170.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20963
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eisbeutel