


Anti-Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0009694



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD4 (T4/Leu-3) für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Human- und Javaneraffen-Proben. ~51 kDa. Ideal für die Immunphänotypisierung von T-Helferzellen und die HIV-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human/Affe CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	920
Gen-ID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD4.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P01730
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel