

Anti-Cd4 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P01730

Artikelnummer: CM0005343



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD4, konjugiert mit Fluorophor, validiert für Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis von T-Helferzellen und anderen CD4+ Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Human
GenID (Human)	920
GenID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01730
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel