

Anti-Cd4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01730

Artikelnummer: CM0013529



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD4, der die Aminosäuren 26-200 erkennt. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der T-Zell-Immunantwort und der HIV-Interaktion. Uniprot: P01730.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-200 des humanen CD4 (NP_000607.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku