

Anti-Cd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P06332

Artikelnummer: CM0023821

Einführung

CD4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; detektiert humanes und murines CD4. Ideal für die Erforschung von T-Helferzellen, Makrophagen und NK-Zellen, einschließlich Studien zur Immunantwort und TCR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4; CD4
Spezies	Maus
GeneID (Human)	920
GeneID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-394 von murinem CD4 (NP_038516.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistasche