

Anti-Cd4 Rabbit Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06332

Artikelnummer: CM0009256

Einführung

CD4-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und Cynomolgus-Affen CD4. Unverzichtbar für die T-Helferzellen-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD4 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus/Mensch
GenID (Mensch)	12504/ 920
GenID	12504
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Cynomolgus-Affe
SWISS	P06332
Proteinmasse	51 kDa
Versand	Eisbeutel