


Polyklonaler Anti-Cd40-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25942

Artikelnummer: CM0015792



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD40 (TNFRSF5). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von B-Zellen, Immunsignalen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD40-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	958
GeneID	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-104 von CD40 (NP_001241.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25942
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku