


Anti-Cd40 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P25942

Artikelnummer: CM0006296



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD40 (TNFRSF5). Validiert für WB und ELISA. Erkennt das B-Zell-Oberflächenantigen CD40, einen wichtigen Immunrezeptor. Ideal für die Krebs- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD40 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-193 von humanem CD40 enthält. (NP_001241.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25942
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel