


Anti-Cd40-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25942

Artikelnummer: CM0014477



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD40 (TNFRSF5), validiert für die Anwendungen WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines CD40 und eignet sich für Studien zu B-Zellen und Karzinomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD40-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 198-277 des humanen CD40 (NP_001241.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P25942
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Kühlpack