


Anti-Cd40L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P29965

Artikelnummer: CM0017096



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CD40L (CD154) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung der T-Zell-Kostimulation und B-Zell-Aktivierung in diagnostischen und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD40L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
Spezies	Mensch
Gen-ID	959
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 113-261 von humanem CD40L (NP_000065.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P29965
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel