

## Anti-Cd41/Itga2B Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P08514

Artikelnummer: CM0018340



### Einführung

CD41/ITGA2B Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes Integrin alpha-IIb, einen Plättchenmembranrezeptor, der an der Aggregation beteiligt ist. Ideal für Thrombose- und Hämatologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD41/ITGA2B Kaninchen pAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B                                                                 |
| Spezies           | Human                                                                                                                                               |
| Gen-ID (Human)    | 3674                                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 3674                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 160-260 von humanem CD41/ITGA2B entspricht (NP_000410.2) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                               |
| SWISS             | P08514                                                                                                                                              |
| Protein-Gewicht   | 113 kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                           |