

Anti-Cd42A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14770

Artikelnummer: CM0021459



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD42a (GPIX) für WB und ELISA. Zielt auf das Thrombozyten-Glykoprotein IX ab, das an der vWF-vermittelten Adhäsion und Hämostase beteiligt ist. Rekombinantes Immunogen, 19kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD42a Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPIX; CD42a
Spezies	Human
GeneID (human)	2815
GeneID	2815
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-140 von humanem CD42a (NP_000165.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14770
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eistasche