

Anti-Cd42D (Gpv) Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb Und Elisa - P40197

Artikelnummer: CM0026416

Einführung

Dieser Anti-CD42d Kaninchen-pAb erkennt menschliches und Maus-GPV für WB und ELISA. GPV ist ein Plättchenrezeptor, das die vWF-abhängige Adhäsion vermittelt und entscheidend für die Hämostaseforschung und IVD-Entwicklung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD42d Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPV; CD42d
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2814
Gen-ID	2814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 17-477 von menschlichem CD42d (NP_004479.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P40197
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eisbeutel